

INFUSIONSTECHNIK

# AMFUSION



**AMT Medica**

**Ihr Partner für die Zukunft**

*lösungsorientiert*

*zuverlässig*


*flexibel*

# Inhaltsverzeichnis

Infusionssysteme .....	4
Durchflussregler .....	5
Infusionssets .....	6
Transfusionssysteme .....	8
Hahnbänke .....	9
Hahnbänke mit Verlängerung .....	10
Hahnbanksets mit Verlängerung .....	11
Hahnbanksets mit Filter und Verlängerung .....	12
Hahnbanksets mit Filter und Spiralleitung .....	13
Infusionszubehör .....	14
Dreiwegehähne und Kombistopfen .....	15
Dreiwegehähne mit Verlängerung .....	16
Rückschlagventile .....	17
Infusionsfilter .....	18
High-Flow-Dreiwegehahn .....	19
Needle Free Ventile - caresafe .....	20
Heidelberger Verlängerungen .....	21
Spritzenpumpenleitungen .....	22
Spiralleitungen .....	23

# AMFUSION

## Infusionssysteme



**AMT0007**

Unsere Infusionssysteme können für Schwerkraft- und Druckinfusionen (bis 2 bar) eingesetzt werden.


- Einfaches und sicheres Einstechen durch spitzen Einstechdorn
- Bakteriendichte Belüftungsmembran, verschließbar mit Euroklappe
- Flexible und transparente Tropfkammer mit Füllstrich
- Endkappenfilter verhindert das Austreten von Flüssigkeit bei der Befüllung des Systems
- Sicherheitsrollenklemme mit Aufnahme für Einstechdorn
- Luerlock-Ansatz

Länge	Rückschlagventil	Luftstopp	Endkappenfilter	Merkmal	VE (Stück)	Artikel-Nr.
180 cm	nein	nein	ja		100	<b>AMT0007</b>
180 cm	nein	ja	ja		200	<b>AMT0050</b>
180 cm	ja	nein	ja		100	<b>AMT0085</b>
180 cm	ja	ja	ja		100	<b>AMT0086</b>
180 cm	nein	nein	ja	PVC frei	200	<b>AMT0242</b>



# AMFUSION

## Durchflussregler



AMT0006

### Unsere Durchflussregler im Überblick:


- Einfaches und sicheres Einstechen durch spitzen Einstechdorn
- Bakteriendichte Belüftungsmembran, verschließbar mit Euroklappe
- Flexible und transparente Tropfkammer mit Füllstrich
- Endkappenfilter verhindert das Austreten von Flüssigkeit bei der Befüllung des Systems
- Sicherheitsrollenklemme mit Aufnahme für Einstechdorn
- Luerlock-Ansatz
- Präziser, fein graduerter Durchflussregler

Länge	Rückschlagventil	Luftstop	Endkappenfilter	VE (Stück)	Artikelnummer
180 cm	ja	nein	nein	75	AMT0006
180 cm	ja	ja	ja	75	AMT0006SAFETY
180 cm	nein	nein	ja	75	AMT0017
180 cm	nein	ja	ja	75	AMT0185



# AMFUSION

## Infusionssets



AMT0337

### Unsere Infusionssets unterstützen Sie in Ihrer täglichen Arbeit.

- Zeitersparnis
- immer einsatzbereit
- hygienische Handhabung
- kosteneffizient
- Knickschutz durch grünen Fixierclip (optional)

Unser Bestreben ist es, gemeinsam mit Ihnen durch unsere Infusionssets zur Unterstützung und Optimierung Ihrer Prozesse beizutragen.




Gesamtlänge	Rückschlag-ventil (RV)	Luft-stopp (Safety)	Dreiwege-hahn (DWH)	VE (Stück)	Ausführung	Artikel-Nr.
195 cm	ja	ja	1	100	Infusionssystem 180 cm + RV + 1xDWH (blau) mit 15 cm Verlängerung	<b>AMT0103SAFETY</b>
195 cm	ja	ja	1	100	Infusionssystem 180 cm + RV + 1xDWH (blau) + RV mit 15 cm Verlängerung und Fixierungs-Clip	<b>AMT0352</b>
240 cm	nein	nein	1	100	Infusionssystem 225 cm + 1xDWH (blau) mit 15 cm Verlängerung	<b>AMT0103</b>
300 cm	ja	ja	1	100	Infusionssystem 150 cm + RV + 1xDWH (blau) mit 150 cm Verlängerung und Fixierungs-Clip	<b>AMT0230</b>
300 cm	ja	ja	1	100	Infusionssystem 150 cm + RV + 1xDWH (blau) mit 150 cm Verlängerung und Fixierungs-Clip	<b>AMT0337</b>
260 cm	ja	ja	2	100	Infusionssystem 150 cm + RV + 1xDWH (blau) mit 100 cm Verlängerung + 1xDWH (blau) mit 15 cm Verlängerung	<b>AMT0003</b>
270 cm	ja	nein	2	100	Infusionssystem 180 cm + 1xDWH (blau) mit 75 cm Verlängerung + 1xDWH (blau) mit 15 cm Verlängerung	<b>AMT0117</b>
270 cm	ja	ja	3	50	Infusionssystem 180 cm + RV + 2xDWH (blau) mit 75 cm Verlängerung + 1xDWH (blau) mit 15 cm Verlängerung	<b>AMT0090</b>
195 cm	ja	ja	3	50	Infusionssystem 180 cm + RV + 3xDWH (blau) mit 15 cm Verlängerung	<b>AMT0369</b>
195 cm	ja	nein	3	50	Infusionssystem 180 cm + RV + 3xDWH (grün, gelb, blau) mit 15 cm Verlängerung	<b>AMT0381</b>
340 cm	ja	ja	4	50	Infusionssystem 180 cm + RV + 1xDWH (blau) mit 150cm Verlängerung + RV + 3xDWH (blau) mit 10 cm Verlängerung	<b>AMT0384</b>



# AMFUSION

## Transfusionssysteme



**AMT0161**

### Unsere Transfusionssysteme im Überblick:

- Spezieller Einstechdorn
- Lang gezogenes Tropfkammerdesign
- Flexible Pumpkammer
- Einfache Handhabung


Länge	Belüftung	Port	System	Filter	Filterfläche	VE (Stück)	Artikel-Nr.
180 cm	ohne	nein	1-fach	200 µm	25 cm <sup>2</sup>	75	<b>AMT0161</b>
160 cm	ohne	nein	1-fach	200 µm	40 cm <sup>2</sup>	75	<b>AMT0160</b>





# AMFUSION

## Hahnbänke



AMT0045

### Unsere Hahnbänke und Hahnbanksets

- Einfache und sichere Handhabung
- Leicht öffnende Verpackung
- Auch im Set lieferbar


Kontaktieren Sie uns gerne und wir finden gemeinsam das optimale Produkt für Sie.

Länge	Typ	Farbe	Dreiwegehähne	Besonderheiten	VE (Stück)	Artikelnummer
-	3-fach	blau	-	-	100	AMT0008
-	5-fach	blau	-	-	100	AMT0045



# AMFUSION

## Hahnbänke mit Verlängerung




AMT0041

Länge	ID	AD	Typ	Farbe	Dreiweghähne	Ausführung	VE (Stück)	Artikelnummer
150 cm	3 mm	4,1 mm	3-fach	blau	1	-	100	AMT0039
180 cm	3 mm	4,1 mm	3-fach	blau	-	-	100	AMT0043
180 cm	3 mm	4,1 mm	3-fach	farbcodiert	-	-	100	AMT0081
180 cm	3 mm	4,1 mm	3-fach	farbcodiert	1	-	100	AMT0082
150 cm	3 mm	4,1 mm	5-fach	blau	1	-	50	AMT0041
180 cm	3 mm	4,1 mm	5-fach	blau	-	-	75	AMT0044
180 cm	3 mm	4,1 mm	5-fach	blau	1	-	50	AMT0042
180 cm	3 mm	4,1 mm	5-fach	farbcodiert	-	-	75	AMT0083
180 cm	3 mm	4,1 mm	5-fach	farbcodiert	1	-	50	AMT0084
300 cm	1 mm	2,5 mm	5-fach	farbcodiert	1	Spiralleitung	50	AMT0150



# AMFUSION

## Hahnbanksets mit Verlängerung




AMT062-0010

Länge	ID	AD	Typ	Farbe	Dreiwegehähne	Rückschlagventil	Ausführung	VE (Stück)	Artikelnummer
210 cm	3 mm	4,1 mm	3-fach	farbcodiert	2	ja	Hahnbank 200cm + 2xDWH Rotator mit 10 cm Verlängerung	50	<b>AMT0395</b>
210 cm	3 mm	4,1 mm	5-fach	farbcodiert	2	ja	Hahnbank 200cm + 2xDWH Rotator mit 10 cm Verlängerung	50	<b>AMT0397</b>
210 cm	3 mm	4,1 mm	5-fach	farbcodiert	2	nein	Hahnbank 200 cm + 2xDWH mit 10 cm Verlänge- rung	50	<b>AMT062-0010</b>
240 cm	3 mm	4,1 mm	5-fach	farbcodiert	2	ja	Hahnbank 225 cm + RV + 2xDWH mit 10 cm Verlängerung	50	<b>AMT0334</b>
210 cm	3 mm	4,1 mm	5-fach	neutral	2	ja	Hahnbank 200 cm + RV + 2xDWH mit 10 cm Verlängerung	50	<b>AMT0217</b>



# AMFUSION

## Hahnbanksets mit Filter und Verlängerung




AMT0112

Gesamt-länge	ID	AD	Typ	Farbe	Dreiwege-hähne (DWH)	Filter	Ausführung	VE (Stück)	Artikelnummer
190 cm	3 mm	4,1 mm	3-fach	blau	3	0,2 µm	Hahnbank + 180 cm Verlängerung + 1xDWH + Filter + 2xDWH mit 10 cm Verlängerung	50	<b>AMT0361</b>
310 cm	3 mm	4,1 mm	3-fach	blau	2	0,2 µm	Hahnbank + 300 cm Verlängerung + Filter + 2x DWH mit 10 cm Verlängerung	50	<b>AMT0363</b>
310 cm	3 mm	4,1 mm	3-fach	blau	2	1,2 µm	Hahnbank + 300 cm Verlängerung + Filter + 2x DWH mit 10 cm Verlängerung	50	<b>AMT0364</b>
190 cm	3 mm	4,1 mm	5-fach	farbcodiert	3	0,2 µm	Hahnbank + 180 cm Verlängerung + 1xDWH + Filter + 2xDWH	50	<b>AMT0112</b>
190 cm	3 mm	4,1 mm	5-fach	farbcodiert	3	0,2 µm	Hahnbank + 180 cm Verlängerung + 1xDWH + Filter + 2xDWH mit 10 cm Verlängerung	50	<b>AMT0350</b>
180 cm	3 mm	4,1 mm	5-fach	blau	3	0,2 µm	Hahnbank + 180 cm Verlängerung + 1xDWH + Filter + 2xDWH	50	<b>AMT0362</b>



# AMFUSION

## Hahnbanksets mit Filter und Spiralleitung



AMT0189

Gesamt-länge	ID	AD	Typ	Farbe	Dreiwege-hähne (DWH)	Filter	Ausführung	Material	VE (Stück)	Artikelnummer
315 cm	1,2 mm	2,5 mm	3-fach	farbcodiert	0	0,2µm	Hahnbank + 300 cm Spiralleitung + Filter mit 10 cm Ver- längerung	PE	30	<b>AMT0189</b>
710 cm	1,5 mm	3,0 mm	5-fach	farbcodiert	3	0,2µm	Hahnbank + 700 cm Spiralleitung + 1xDWH + Filter + 2xDWH mit 10 cm Ver- längerung	PU	50	<b>AMT0142ONK</b>



# AMFUSION

## Infusionszubehör



Unsere einzelsterilen Produkte für die sichere Infusionstherapie in unterschiedlichen Einsatzbereichen. Details entnehmen Sie bitte den Tabellen.

- Einfache und sichere Handhabung
- Leicht öffnende Verpackung



# AMFUSION

## Dreiwegehähne und Kombistopfen



AMT0031B

### Dreiwegehähne

Farbe	Anzahl der DWH	Merkmal	VE (Stück)	Artikel-Nr.
blau	1	Rotator	150	AMT0031B
blau	1	Einwegehahn	150	AMT0348
blau	3	verklebt	100	AMT0010
grün	1		150	AMT0305
grün	3	verklebt	100	AMT0010GR
rot	1		150	AMT0033
neutral	1		150	AMT0032

### Kombistopfen

Farbe	Umkarton (Stück)	VE (Stück)	Artikel-Nr.
rot	5000	100	AMT500238R
blau	5000	100	AMT500248B



# AMFUSION

## Dreiwegehähne mit Verlängerung



AMT0012

Länge	ID	AD	Farbe	Ausführung	VE (Stück)	Artikel-Nr.
15 cm	1 mm	3 mm	blau	Pädiatrie	150	AMT0283
10 cm	2 mm	4,1 mm	blau		150	AMT0012
10 cm	2 mm	4,1 mm	blau	Einwegehahn	100	AMT0341
10 cm	3 mm	4,1 mm	blau		150	AMT0029
10 cm	3 mm	4,1 mm	neutral	2xDWH	150	AMT0009V





# AMFUSION

## Rückschlagventile



**AMT0079**

Farbe	Merkmal	VE (Stück)	Umverpackung (Stück)	Artikel-Nr.
transparent	Blisterverpackung	100	5000	<b>AMT0079S</b>
transparent	Softverpackung	200	2000	<b>AMT0079</b>



# AMFUSION

## Infusionsfilter



**AMT0046**

Länge-Leitung	ID- Leitung	AD- Leitung	Filter-membran	Rückschlag-ventil	Füllvolumen mit Leitung	Max. Flow Rate	Merkmale	VE (Stück)	Artikel-Nr.
2 x 5 cm	3 mm	4,1 mm	0,2µm	nein	3,2 ml	2.400 ml/h		100	<b>AMT0046</b>
2 x 5 cm	3 mm	4,1 mm	0,2µm	ja	3,2 ml	2.400 ml/h		100	<b>AMT0046RV</b>
2 x 5 cm	3 mm	4,1 mm	0,2µm	ja	3,2 ml	2.400 ml/h	positiv geladen	100	<b>AMT0421</b>
2 x 5 cm	3 mm	4,1 mm	1,2µm	nein	3,2 ml	7.200 ml/h	Leitung orange	100	<b>AMT0047</b>
2 x 5 cm	3 mm	4,1 mm	1,2µm	ja	3,2 ml	7.200 ml/h	Leitung orange	100	<b>AMT0047RV</b>
2 x 10 cm	1 mm	2,5 mm	0,2µm	ja	0,2 ml	240 ml/h	PU-Leitung/ Pädiatrie	200	<b>AMT0048RVPU</b>
2 x 10 cm	1 mm	2,5 mm	1,2µm	ja	0,2 ml	1.800 ml/h	Leitung orange/ Pädiatrie	200	<b>AMT0048SH12</b>



# AMFUSION

## High-Flow-Dreiwegehahn



AMT0018

Länge	ID	AD	Endkappenfilter	VE (Stück)	Artikel-Nr.
15 cm	3,5 mm	5,5 mm	ja	150	AMT0018



# AMFUSION

## Needle Free Ventile - caresafe



Länge	ID	AD	Lumen Farbe	Merkmal	VE (Stück)	Artikel-Nr.
				Caresafe	200	<b>AMT0239C</b>
				Caresafe lichtgeschützt	200	<b>AMT0390</b>
15 cm	2,85 mm	4,1 mm		mit Fixier-Clip	150	<b>AMT0321</b>
10 cm	1,5 mm	2,5 mm	neutral	1-lumig mit Klemme Caresafe	150	<b>AMT0385</b>
10 cm	0,9 mm	2 mm	blau, weiß	2-lumig mit Klemme Caresafe	150	<b>AMT0386</b>
10 cm	0,9mm weiß, rot und 1,5 mm blau	2 mm weiß, rot und 3,0 mm blau	weiß, blau, rot	3-lumig mit Klemme Caresafe	150	<b>AMT0387</b>



# AMFUSION

## Heidelberger Verlängerungen



**AMT0034**

Länge	ID	AD	Farbe	Merkmal	Material	VE (Stück)	Artikel-Nr.
15 cm	3 mm	4,1 mm	transparent	mit Klemme	PVC	150	<b>AMT0226</b>
30 cm	3 mm	4,1 mm	transparent		PVC	50	<b>AMT0121</b>
75 cm	3 mm	4,1 mm	transparent		PVC	200	<b>AMT0034</b>
100 cm	3 mm	4,1 mm	transparent		PVC	150	<b>AMT0170</b>
140 cm	3 mm	4,1 mm	transparent		PVC	150	<b>AMT0096</b>
150 cm	3 mm	4,1 mm	transparent		PVC	150	<b>AMT0035</b>
200 cm	3 mm	4,1 mm	transparent		PVC	150	<b>AMT0025</b>



# AMFUSION

## Spritzenpumpenleitungen



AMT0232


Länge	ID	AD	Farbe	Merkmal	Material	VE (Stück)	Artikel-Nr.
50 cm	1 mm	3 mm	transparent	Double-Tube	PE/PVC	150	AMT0329
75 cm	1 mm	3 mm	transparent		PVC	100	AMT0286
100 cm	1 mm	3 mm	transparent	Double-Tube	PE/PVC	150	AMT0330
150 cm	1 mm	3 mm	transparent		PE	150	AMT0232
150 cm	0.9 mm	2,1 mm	transparent	Microleitung mit Klemme	PE	150	AMT0199
150 cm	1 mm	3 mm	orange	lichtgeschützt	PE	150	AMT0236
150 cm	1 mm	3 mm	transparent		PVC	100	AMT0243
200 cm	1 mm	3 mm	transparent		PVC	150	AMT0154
200 cm	1 mm	3 mm	transparent		PE	100	AMT0266
300 cm	1 mm	3 mm	transparent		PE	100	AMT0233
300 cm	1 mm	3 mm	transparent		PVC	100	AMT0235
300 cm	1 mm	3 mm	transparent	mit RV	PVC	100	AMT0235RV

Double -Tube = Innenmaterial PE, Außenmaterial PVC



# AMFUSION

## Spiralleitungen



AMT700153PU

Länge	ID	AD	Material	Farbe	Merkmal	VE (Stück)	Artikel-Nr.
300 cm	1,5 mm	3,0 mm	PU	transparent	m/w	75	AMT300153PU
700 cm	1,5 mm	3,0 mm	PU	transparent	m/w	75	AMT700153PU
700 cm	1 mm	2,5 mm	PE	transparent	m/w	100	AMT0020
700 cm	1,2 mm	2,5 mm	PE	transparent	m/w	75	AMT0051



*Vertrieb durch AMT Medica GmbH | Technische Änderungen vorbehalten.*

**AMT Medica GmbH**  
Robert-Bosch-Str. 3 | 71088 Holzgerlingen  
T +49 7031 209412-0 | F +49 7031 209412-8  
E [info@amt-medica.de](mailto:info@amt-medica.de)

[amt-medica.de](http://amt-medica.de)