

INFUSIONSTECHNIK

# High Flow Dreiwegehahn

mit Verlängerung




# AMFUSION

## High Flow Dreivegehahn

Entwickelt wurde dieser High Flow Dreivegehahn mit Verlängerung für alle Bereiche mit hohem Flüssigkeitsbedarf. Egal ob dieses Produkt in der Notaufnahme, auf der Intensivstation oder im OP eingesetzt wird, die maximale Durchflussrate ist immer gewährleistet.

### Ihre Vorteile im Überblick:

- Keine Verjüngung des Lumens.
- Fixiermöglichkeit am Patienten durch die 15 cm Verlängerung.
- Extra große Bohrung im Dreivegehahn (2,9 mm anstatt 2,1 mm).
- Systemunabhängige Einsatzmöglichkeiten.
- Druckbeständigkeit.
- Für alle Bereiche mit hohem Flüssigkeitsbedarf geeignet.



AMT0018




Endkappenfilter



Länge	ID	AD	Endkappenfilter	VE (Stück)	Artikel-Nr.
15 cm	3.5	5.5	ja	150	<b>AMT0018</b>

Weitere Konfigurationen sind auf Anfrage erhältlich.



Vertrieb durch AMT Medica GmbH | Technische Änderungen vorbehalten.

**AMT Medica**

AMT Medica GmbH  
Robert-Bosch-Str. 3 | Holzgerlingen  
T +49 7031 209 412 -0 | F +49 7031 209 412 -8  
E info@amt-medica.de

amt-medica.com