


INFUSIONSTECHNIK

AMFUSION

Das sichere Infusionsbesteck



Immer an Ihrer Seite.

AMFusion

Das sichere Infusionsbesteck

Unsere Infusionsbestecke können für **Schwerkraft- und Druckinfusionen (bis 2 bar)** eingesetzt werden.

- Einfaches und sicheres Einstechen durch spitzen Einstechdorn
- Bakteriendichte Belüftungsmembran, verschließbar mit Euroklappe
- Flexible und transparente Tropfkammer mit Füllstrich
- Endkappenfilter verhindert das Austreten von Flüssigkeit bei der Befüllung des Systems
- Sicherheitsrollenklemme mit Aufnahme für Einstechdorn
- Höchste Liefersicherheit durch europäische Qualitätsfertigung
- Luerlock-Ansatz
- Latex frei
- DEHP frei



Endkappenfilter




Rückschlagventil



Einstechdorn



Aufnahme für Einstechdorn



AMT0086

Infusionsbesteck

Länge	Rückschlagventil	Luftstopp	Endkappenfilter	VE (Stück)	Merkmal	Artikel-Nr.
180 cm	nein	nein	ja	100	10er unterverpackt	AMT0007
180 cm	nein	ja	ja	200		AMT0050
180 cm	ja	nein	ja	100	10er unterverpackt	AMT0085
180 cm	ja	ja	ja	100	10er unterverpackt	AMT0086



Wussten Sie schon, dass wir Ihnen auch vorkonfigurierte Infusionssets anbieten und viele bereits im Standard abgebildet sind? Wir informieren Sie gerne!

Vertrieb durch AMT Medica GmbH | Technische Änderungen vorbehalten

AMT Medica

AMT Medica GmbH
Robert-Bosch-Str. 3 | Holzgerlingen
T +49 7031 209 412 -0 | F +49 7031 209 412 -8
E info@amt-medica.de

amt-medica.com