

INFUSIONSTECHNIK

AMFUSION

Verlängerungen



AMFusion

Verlängerungen

Unsere Verlängerungsleitungen für unterschiedliche Einsatzbereiche. Details entnehmen Sie bitte den Tabellen.

- Einfache und sichere Handhabung
- Luerlock-Ansatz
- Druckbeständig
- DEHP frei
- Latex frei
- Verfügbar mit unterschiedlichen Längen und Innendurchmessern

Weitere Ausführungen:

- Unsere Verlängerungen sind wahlweise auch mit UV-Schutz erhältlich



Überwurfmutter



Fixier-Clip



Endkappenfilter

Heidelberger Verlängerungen

Alle Verlängerungen sind bis 4 bar Druckbeständig.



Länge	Material	ID	AD	Farbe	Merkmal	VE (Stück)	Artikel-Nr.
15 cm	PVC	3	4,1	transparent	mit Klemme	150	AMT0226
15 cm	PVC	3	4,1	transparent		150	AMT0226OC
15 cm	PVC	1	3	transparent		150	AMT0245
30 cm	PVC	3	4,1	transparent		50	AMT0121
75 cm	PVC	3	4,1	transparent		200	AMT0034
100 cm	PVC	3	4,1	transparent		150	AMT0170
150 cm	PVC	3	4,1	transparent		150	AMT0035
200 cm	PVC	3	4,1	transparent		150	AMT0025

Weitere Konfigurationen sind auf Anfrage erhältlich.

AMFusion

Verlängerungen

Dreiwegehahn mit Verlängerung



Länge	ID	AD	Farbe DWH	VE (Stück)	Merkmal	Artikel-Nr.
10 cm	3	4,1	blau	150		AMT0012
10 cm	1,5	3	rot	100		AMT0028
10 cm	3	4,1	neutral	150		AMT0030
10 cm	3	4,1	neutral	150	zwei DWH	AMT0115
10 cm	3	4,1	neutral	150	zwei DWH, verklebt	AMT0009V
10 cm	2,85	4,1	blau	150	Fixier-Clip	AMT0309
10 cm	2,85	4,1	blau	150	Überwurfmutter, Fixier-Clip	AMT0315
10 cm	2	4,1	blau	100	Einwegehahn	AMT0341
15 cm	2	4,1	blau	150	Needle-Free Ventil	AMT0091
15 cm	1	3	blau	150	Pädiatrie	AMT0283
15 cm	2,85	4,1	blau	150	Fixier-Clip	AMT0310
15 cm	2,85	4,1	blau	150	Überwurfmutter, Fixier-Clip	AMT0316
25 cm	3	4,1	blau	150		AMT0157
25 cm	2,85	4,1	blau	150	Fixier-Clip	AMT0311
25 cm	2,85	4,1	blau	150	Überwurfmutter, Fixier-Clip	AMT0317
30 cm	2,85	4,1	blau	150	Fixier-Clip	AMT0312
30 cm	2,85	4,1	blau	150	Überwurfmutter, Fixier-Clip	AMT0318
50 cm	3	4,1	blau	150		AMT0157L

Weitere Konfigurationen sind auf Anfrage erhältlich.

High-Flow-Dreiwegehahn mit Verlängerung

Länge	ID	AD	Endkappenfilter	Füllvolumen	VE	Artikelnummer
15 cm	3,5	5,5	ja		150	AMT0018

Weitere Konfigurationen sind auf Anfrage erhältlich.

AMFusion

Verlängerungen

Spritzenpumpenleitungen



Länge	Farbe	Merkmal	Material	VE (Stück)	Artikel-Nr.
50 cm	transparent	Double-Tube	POE/PVC	150	AMT0329
75 cm	transparent		PVC	100	AMT0286
100 cm	transparent	Double-Tube	POE/PVC	150	AMT0330
150 cm	transparent		PE	150	AMT0232
150 cm	schwarz	lichtgeschützt	PE	150	AMT0234
150 cm	orange	lichtgeschützt	PE	150	AMT0236
150 cm	transparent		PVC	100	AMT0243
200 cm	transparent		PVC	150	AMT0154
300 cm	transparent		PE	100	AMT0233
300 cm	transparent		PVC	100	AMT0235

Double -Tube = Innenmaterial PE, Außenmaterial PVC

Weitere Konfigurationen sind auf Anfrage erhältlich.

Spiralleitungen



Länge	ID	AD	Material	Farbe	Merkmal	VE (Stück)	Artikel-Nr.
300 cm	1	2,5	PE	transparent	m/w	100	AMT0151
300 cm	1,5	3	PU	transparent	m/w	100	AMT300153PU
500 cm	1	2	PU	transparent	m/w	100	AMT0020BA5
500 cm	1,5	3	PU	transparent	m/w	100	AMT500153PU
700 cm	1	2,5	PE	transparent	m/w	100	AMT0020
700 cm	1,2	2,5	PE	transparent	m/w	75	AMT0051
700 cm	1	2	PU	transparent	m/w	100	AMT0020BA
700 cm	1,5	3	PU	transparent	m/w	100	AMT700153PU

Beitere Konfigurationen sind auf Anfrage erhältlich.

AMFusion

Verlängerungen

Verlängerungen mit Needle-Free



Länge	ID	AD	VE (Stück)	Merkmal	Artikel-Nr.
15 cm	2,85	4,1	150	Needle-Free Ventil mit Fixier-Clip	AMT0321
15 cm	2	4,1	150	DWH, Needle-Free Ventil	AMT0091
15 cm	0,5	2	100	Needle-Free Ventil; Klemme; Pädiatrie	AMT0240
30 cm	0,5	2	100	Needle-Free Ventil; Klemme; Pädiatrie	AMT0344
5 / 8 / 10 cm	0,5/1,5/0,9	2 / 3 / 2	100	Dreifach-Multilumen; Needlefree; Klemme;	AMT0241

Weitere Konfigurationen sind auf Anfrage erhältlich.

Wussten Sie schon, dass wir Ihnen auch vorkonfigurierte Infusionssets anbieten und viele bereits im Standard abgebildet sind? Schauen Sie einfach unter „individuelle Infusionssets“ oder kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne!



Vertrieb durch AMT Medica GmbH | Technische Änderungen vorbehalten.

AMT Medica

AMT Medica GmbH
Robert-Bosch-Str. 3 | Holzgerlingen
T +49 7031 209 412 -0 | F +49 7031 209 412 -8
E info@amt-medica.de

amt-medica.com