

DRUCKMESSUNG

AMTrans Clear Fuse

Druckmanschette



Immer alles im Blick

AMTrans Clear Fuse

Druckmanschette

Transparente Druckinfusionsmanschette zur sicheren und schnellen Verabreichung von Infusions- und Spüllösungen.

Die transparente, formstabile und glatte Gestaltung der Manschette ermöglicht ihnen

- eine optimale Reinigung und Flächendesinfektion
- schnelle Fixierung und Verschlusstechnik
- gute Druckverteilung auf den Infusionsbeutel
- einen Blick auf Druckanzeige und Füllzustand



Handblasebalg mit angenehmer Haptik und patentiertem Drehventil



Hochpräzises und stabiles Manometer



AMTrans Clear Fuse

Druckmanometer bis	Füllvolumen bis	Farbe	VE (Stück)	Artikel-Nr.
300 mmHg	500 ml	transparent	1	AMTRANS2805
300 mmHg	1000 ml	transparent	1	AMTRANS2810
300 mmHg	3000 ml	transparent	1	AMTRANS2830

Weitere Konfigurationen sind auf Anfrage erhältlich.

Vertrieb durch AMT Medica GmbH | Technische Änderungen vorbehalten.