

DRUCKMESSUNG

## AMTrans Clear Fuse

Druckmanschette



*Immer alles im Blick*

# AMTrans Clear Fuse

## Druckmanschette

**Transparente Druckinfusionsmanschette zur sicheren und schnellen Verabreichung von Infusions- und Spüllösungen.**

Die transparente, formstabile und glatte Gestaltung der Manschette ermöglicht ihnen

- eine optimale Reinigung und Flächendesinfektion
- schnelle Fixierung und Verschlusstechnik
- gute Druckverteilung auf den Infusionsbeutel
- einen Blick auf Druckanzeige und Füllzustand



Handblasebalg mit angenehmer Haptik und hochwertigem Drehventil aus Metall



Hochpräzises und stabiles Manometer



## AMTrans Clear Fuse

Druckmanometer bis	Füllvolumen bis	Farbe	VE (Stück)	Artikel-Nr.
300 mmHg	500 ml	transparent	1	<b>AMTRANS2805</b>
300 mmHg	1000 ml	transparent	1	<b>AMTRANS2810</b>
300 mmHg	3000 ml	transparent	1	<b>AMTRANS2830</b>

Weitere Konfigurationen sind auf Anfrage erhältlich.

Vertrieb durch AMT Medica GmbH | Technische Änderungen vorbehalten.