


KARDIOLOGIE / RADIOLOGIE


Führungsdrähte

Guide Wires




Führungsdrähte

Guide Wires



Länge cm	Stärke (inch)	Stärke (mm)	Spitze	Material	beschichtet	Seele	double-flex	VE (Stück)	Artikel-Nr.
70	0,035	0,89	J-Spitze, 3mm	Nitinol	PTFE	fest	ja	10	AMTMHFJD3570
150	0,035	0,89	gerade	Edelstahl	PTFE	fest	nein	10	AMTMHF35150
150	0,035	0,89	J-Spitze, 3mm	Edelstahl	PTFE	fest	nein	10	AMTMHFJ35150
180	0,035	0,89	J-Spitze, 3mm	Edelstahl	PTFE	fest	nein	10	AMTMHFJ35180
220	0,035	0,89	J-Spitze, 3mm	Edelstahl	PTFE	fest	nein	10	AMTMHFJ35220
260	0,035	0,89	gerade	Edelstahl	PTFE	fest	nein	10	AMTMHF35260
260	0,035	0,89	J-Spitze, 3mm	Edelstahl	PTFE	fest	nein	10	AMTMHFJ35260



Länge cm	Stärke (inch)	Stärke (mm)	Spitze	Material	beschichtet	Seele	double-flex	VE (Stück)	Artikel-Nr.
45	0,035	0,89	J-Spitze, 3mm	Edelstahl	nein	fest	ja	10	AMTMHFJD3545#
70	0,035	0,89	J-Spitze, 3mm	Edelstahl	nein	fest	nein	10	AMTMHFJ3570#
150	0,035	0,89	J-Spitze, 3mm	Edelstahl	PTFE	fest	nein	10	AMTMHFJ35150#
220	0,035	0,89	J-Spitze, 3mm	Edelstahl	PTFE	fest	nein	10	AMTMHFJ35220#
260	0,035	0,89	J-Spitze, 3mm	Edelstahl	PTFE	fest	nein	10	AMTMHFJ35260#

Führungsdrähte mit einem anderen Durchmesser oder anderer Ausführung wie z.B. Bentson oder Lunderquist auf Anfrage.

Vertrieb durch AMT Medica GmbH | Technische Änderungen vorbehalten.

AMT Medica

AMT Medica GmbH
Robert-Bosch-Str. 3 | Holzgerlingen
T +49 7031 209 412 -0 | F +49 7031 209 412 -8
E info@amt-medica.de

amt-medica.com